

Per maggiori
informazioni, visitate
il nostro sito web




legholderrx

Wirz Medical

Bernstrasse 1
CH-3076 Worb

T +41 31 832 43 53
M +41 79 630 66 44
mechanik@wirz-ortho.ch

legholderrx.ch

CE® mod. dép.


Swissmedic N°: CH201505-0035
GLN: 7649 9942 77000
Compliant to MDR 13/485
Eudamed N°: APP000064674
EU Representative: endocon.de
Wirz Ortho Mechanics GmbH
UID (MWST/EORI): CHE-480.499.766


legholderrx

**Un più per operazioni
al ginocchio**

Il **robusto supporto per il piede**
per 6 posizioni intraoperatorie stabili
del ginocchio





Posizione di autosostegno del ginocchio con appoggio laterale sulla coscia

Fatti e dati tecnici

- Parti in plastica di facile manutenzione, robuste, radiotrasparenti e anallergiche
- Prodotto svizzero sviluppato da un chirurgo ortopedico con formazione iniziale come meccanico di precisione
- Utilizzato con successo in oltre 40 Paesi da più di 20 anni
- 490x240x200 mm, circa 2,7kg



Assemblaggio non sterile sotto i teli
legholderrx.ch

Modelli LegholderRX®



Mozziconi
LegholderRX®
standard

LegholderRX® fusion

Le borchie semisferiche sui lati permettono al panno di scorrere facilmente tra le staffe e stabilizzano il piede lateralmente.

| Articolo n. LRX2024-03

LegholderRX® standard (Modello precedente)

Modello collaudato e ampiamente utilizzato, presente con successo sul mercato mondiale da molti anni. Il modello «standard» si differenzia dal modello «fusion» per le manopole più appuntite sui lati e per le aste leggermente più sottili. | Articolo n. LRX2020-02



LegholderRX® extra stable

Migliore stabilizzazione del piede grazie alle superfici di appoggio ergonomiche calcolate biometricamente e agli incavi per il tendine d'Achille. | Articolo n. LRX2024-04

Cinghie di fissaggio



Le **cinghie di fissaggio appositamente progettate con chiusure in velcro** consentono un'installazione rapida e stabile.

Per garantire un fissaggio sicuro e ottimale, le cinghie devono essere sostituite dopo sei mesi di utilizzo o al massimo dopo 200 applicazioni.

S: Cinghie corte per la maggior parte dei tavoli operatori con sezioni di gambe separate che possono essere spostate indipendentemente a destra e a sinistra.

Vantaggio: montaggio più semplice e stabile con libertà di movimento delle singole sezioni delle gambe. | Articolo n. LRX2020-10

L: Cinghie lunghe sono adatte anche ai tavoli operatori senza sezioni separate per le gambe. | Articolo n. LRX2020-11

